


Wb、Elisa用 Phospho-Pdk1/Pdpgk1-S241 ウサギモノクローナル抗体 - O15530

商品番号: CM0000865



前書き

このリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体は、セリン241でリン酸化されたPDK1

(PDPK1)を標的とします。WBおよびELISAで検証済みであり、細胞シグナル伝達における重要なAGCキナーゼ調節因子であるヒト3-

ホスホイノシチド依存性プロテインキナーゼ1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PDK1/PDPK1-S241 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5170
遺伝子ID	5170
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15530
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ