


Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 ウサギ Pab - O15530

商品番号: CM0000918



前書き

Ser241でリン酸化されたPDK1 (PDPK1, 63 kDa)を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでの交差反応性があり、WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。インスリンシグナル伝達、がん、キナーゼ経路研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PDK1/PDPK1-S241 ウサギ pAb
備考/別名	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5170
遺伝子ID	5170
免疫原	合成ペプチド - ヒトPDK1/PDPK1 (NP_002604.1) のS241周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15530
タンパク質分子量	63kDa
発送	保冷バッグ