

## Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241

## ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O15530

商品番号: CM0001899



## 前書き

PDK1/PDPK1のSer241を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAに適しています。インスリンシグナル伝達、細胞増殖、および生存経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-PDK1/PDPK1-S241 ウサギpAb                        |
| 備考/別名       | PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241 |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 5170                                                  |
| GeneID      | 5170                                                  |
| 免疫原         | 合成ペプチド：ヒトPDK1/PDPK1のS241周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド         |
| ソース         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                                |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | O15530                                                |
| タンパク質分子量    | 63kDa                                                 |
| 配送          | アイスバッグ                                                |