

Phospho-Pea15-S104 ウサギPab（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q15121

商品番号: CM0001172



前書き

Phospho-PEA15-S104

ウサギポリクローナル抗体（pAb）はWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトPEA15を検出し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。標的分子量は約15kDaです。アポトーシス、グルコース輸送、MAPKシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PEA15-S104 ウサギpAb
備考/別名	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8682
GeneID	8682
免疫原	ヒトPEA15（NP_003759.1）のS104周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15121
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	保冷剤