

Phospho-Pea15-S104 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15121

商品番号: CM0000859



前書き

Phospho-PEA15-S104

ウサギポリクローナル抗体（15

kDa）は、ヒト、マウス、ラットにおけるWBおよびELISAで検証済みです。アポトーシスとグルコース輸送の調節因子であるPEA-

15のリン酸化S104部位に特異的です。糖尿病やシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	Phospho-PEA15-S104 ウサギ pAb
備考/別名	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104
種	ヒト
遺伝子ID	8682
免疫原	ヒトPEA15（NP_003759.1）のS104周辺の合成リン酸化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15121
タンパク質分子量	15kDa
輸送	保冷バッグ