

Phospho-Pfkfb2-S483 Rabbit Pab For Wb, Elisa - O60825

商品番号: CM0001083



前書き

Ser483でリン酸化されたPFKFB2に特異的な高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルでのWBおよびELISAで検証済み；心臓のフルクトース-2,6-ビスリン酸代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PFKFB2-S483 Rabbit pAb
備考/別名	PFK-2/FBPase-2; Phospho-PFKFB2-S483
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5208
遺伝子ID	5208
免疫原	合成ペプチド ヒトPFKFB2 (NP_006203.2) のS483周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60825
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ