

Phospho-Pi3Kp85A/P55Γ/P85B-Y467/Y464/Y199

ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P27986 / O00459 / Q92569

商品番号: CM0001669



前書き

PI3K制御サブユニットp85α、p55γ、p85β（リン酸化Y467/Y464/Y199）を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB（ウェスタンブロット）について検証済み。PI3Kシグナル伝達、がん、および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho- PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199 Rabbit pAb
備考/別名	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y464/Y199
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5295/5296/8503
GeneID	5295/5296/8503
免疫原	合成ペプチド - ヒトPIK3R1/2/3のY467周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27986/O00459/Q92569
タンパク質分子量	42-54kDa/81-84kDa
配送	アイスバッグ