


Phospho-Pka C-Alpha (Prkaca)-T197 ウサギ Pab - P17612

商品番号: CM0001951



前書き

Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-T197

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。スレオニン197でリン酸化されたヒト、マウス、ラットのPRKACAを認識します。キナーゼシグナル伝達およびリン酸化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-T197 ウサギ pAb
備考/別名	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Phospho-PKA C-alpha (PRKACA)-T197
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5566
GeneID	5566
免疫原	合成ペプチド：ヒトPKA C-alpha (PRKACA) (NP_002721.1) のT197周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17612
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ