

Phospho-Pka Riiα (Prkar2A)-S99 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P13861

商品番号: CM0001208



前書き

PRKAR2AのSer99を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。ヒトおよびラット検体におけるWB、ELISAでの使用が検証済みです。cAMPシグナル伝達やPKA研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKA RIIα (PRKAR2A)-S99 Rabbit mAb
備考・別名	PKR2; PRKAR2; Phospho-PKA RIIα (PRKAR2A)-S99
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5576
GeneID	5576
免疫原	合成ペプチド - ヒトPRKAR2A/PKR2 (P13861) のS99周辺のリン酸化合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P13861
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	保冷剤