


Phospho-Pkc Alpha-S657/Y658 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P17252

商品番号: CM0001851



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPhospho-PKC alpha (S657/Y658)

ウサギポリクローナル抗体。リン酸化ヒトPKC alpha (77

kDa)を検出します。これは、細胞増殖、アポトーシス、およびがん生物学における重要なキナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKC alpha-S657/Y658 Rabbit pAb
備考/エイリアス	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-S657/Y658
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5578
GeneID	5578
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17252
タンパク質分子量	77kDa
配送	氷袋