


ホスホPkc Alpha-T638 + Pkc Beta Ii-T641

ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P17252/P05771

商品番号: CM0001106



前書き

PKCアルファ（Thr638）およびPKCベータII（Thr641）を検出するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体を用いたWBおよびELISAでの使用が検証済みです。癌、心臓生物学、炎症におけるPKCシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641 Rabbit mAb
備考/別名	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5578/5579
遺伝子ID	5578/5579
免疫原	ヒトPRKCA（NP_002728.2）のT638周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異抗体
用途	ウェスタンブロット（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17252/P05771
タンパク質分子量	76kDa/77kDa
発送方法	氷袋