


Phospho-Pkc Alpha-T638 ウサギモノクローナル抗体 - P17252

商品番号: CM0000945



前書き

WB、ELISA用 抗Phospho-PKC alpha-T638
ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウス検体におけるT638のリン酸化PKC
alphaを検出し、シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKC alpha-T638 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-T638
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5578
GeneID	5578
免疫原	合成ペプチド ヒトPKC alpha (P17252)のT638付近の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P17252
タンパク質分子量	77kDa
発送	保冷バッグ