

Phospho-Pkc Delta-Y311 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q05655

商品番号: CM0001898



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPhospho-PKC delta-Y311ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウスPKC deltaに反応します。アポトーシス、細胞周期、がんシグナル伝達研究におけるTyr311でのPKC deltaリン酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKC delta-Y311ウサギpAb
備考/別名	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-Y311
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5580
GeneID	5580
免疫原	合成ペプチド - ラット PKC delta (NP_579841.1) の Y311 周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q05655
タンパク質分子量	78kDa
輸送	保冷バッグ