

Phospho-Pkc Mu (S916) ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q15139

商品番号: CM0001448

前書き

Ser916でリン酸化されたPRKD1 (PKC mu) を認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒトおよびマウスのPRKD1と反応し、シグナル伝達経路研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKC mu-S916 ウサギ pAb
備考/別名	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S916
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5587
GeneID	5587
免疫原	ヒトPKC mu (NP_002733.2) のS912付近の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15139
タンパク質分子量	102kDa
輸送	保冷剤