


Phospho-Pkcalpha/Beta II-T638/641 ウサギPab（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P17252 / P05771

商品番号: CM0000518



前書き

Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641

ウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットにおけるリン酸化型PKCアルファおよびベータIIを検出します。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに適したこの抗体は、細胞シグナル伝達、がん、心血管生物学の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641 ウサギpAb
備考/別名	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641
種	ヒト
GeneID（ヒト）	5578/5579
GeneID	5578/5579
免疫原	合成ペプチド：ヒトPKCalpha/beta II PRKCA (NP_002728.2) のT638周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17252/P05771
タンパク質分子量	76kDa/77kDa
配送方法	氷袋