


Phospho-Pkcδ/θ-S643/676 ウサギ Pab - Q05655/Q04759

商品番号: CM0001496



前書き

PKCδ Ser643 および PKCθ Ser676

を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルにおけるWBおよびELISAで検証済み。アポトーシスやがんにおけるPKCδ/θシグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PKCδ/θ-S643/676 ウサギ pAb
備考/別名	PRKCD/PRKCQ; Phospho-PKCδ/θ-S643/676
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5580/5588
GeneID	5580/5588
免疫原	合成ペプチド ヒトPKCδ/θPRKCD (NP_001341605.1) のS643周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q05655/Q04759
タンパク質分子量	77kDa/80kDa/67kDa/74kDa/81kDa
配送	保冷バッグ