

Phospho-Pkr/Eif2Ak2-T446 ウサギモノクローナル抗体 - P19525

商品番号: CM0001643



前書き

ヒトPKR/EIF2AK2のリン酸化T446を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。自然免疫、ウイルス感染、キナーゼシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-PKR/EIF2AK2-T446 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Phospho-PKR/EIF2AK2-T446
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5610
GeneID	5610
免疫原	ヒトPKR/EIF2AK2 (P19525)のT446周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19525
タンパク質分子量	62kDa
発送	保冷剤入り