


Phospho-Plc Beta 3 (Plcb3)-S1105

ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q01970

商品番号: CM0001868



前書き

Ser1105でリン酸化されたPLC beta 3に特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでの反応性が確認されており、WBおよびELISAで検証済みです。GPCR介在性セカンドメッセンジャーシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105 Rabbit pAb
備考/別名	SMDGD; Phospho-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5331
遺伝子ID	5331
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01970
タンパク質分子量	139kDa
配送	アイスバッグ