

リン酸化Plcガンマ1 (Plcg1) -S1248

ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P19174

商品番号: CM0001576



前書き

リン酸化PLCG1 (S1248) に対するウサギモノクローナル抗体で、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。受容体型チロシンキナーゼシグナル伝達、細胞遊走、がん研究の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248 Rabbit mAb
備考 / 別名	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5335
GeneID	5335
免疫原	ヒトPLCガンマ1 (PLCG1) (NP_877963.1) のS1248周辺の合成リン酸化ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19174
タンパク質分子量	149kDa
輸送方法	氷袋