


Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-S1248 ウサギポリクローナル抗体 - P19174

商品番号: CM0000753



前書き

リン酸化PLCG1 (S1248)

を検出するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-

P、ELISAで検証済み。増殖因子シグナル伝達、アクチン再編成、および細胞移動の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248 Rabbit pAb
備考/別名	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5335
GeneID	5335
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19174
タンパク質分子量	149kDa
配送	氷袋