

ホスホ-Plcガンマ1 (Plcg1)-Y783 ウサギPab Wb、Elisa用 - P19174

商品番号: CM0001231



前書き

Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 Rabbit pAbは、ウエスタンブロッティングおよびELISA用のリン酸化特異的抗体で、ヒトPLCG1のY783リン酸化部位を標的としています。マウスと交差反応します。受容体型チロシンキナーゼシグナル伝達、アクチン再構成、細胞遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホ-PLCガンマ1 (PLCG1)-Y783 ウサギpAb
備考/別名	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; ホスホ-PLCガンマ1 (PLCG1)-Y783
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5335
遺伝子ID	5335
免疫原	合成ペプチド - ヒトPLCガンマ1 (PLCG1) (NP_877963.1?) のY783周辺のリン酸化合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19174
タンパク質分子量	149kDa
輸送方法	保冷剤