


Phospho-Plc Gamma 2 (Plcg2)-Y1217 ウサギ Pab - P16885

商品番号: CM0001783



前書き

ヒト PLCγ2のY1217リン酸化部位特異的ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。シグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217 ウサギ pAb
備考/別名	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5336
GeneID	5336
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16885
タンパク質分子量	148kDa
発送	保冷バッグ