


Phospho-Pln-S16 ウサギ モノクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用) - P26678

商品番号: CM0000864



前書き

Phospho-PLN-S16 ウサギ モノクローナル抗体 (WB, IF-P, IHC-P, ELISA用)

は、ヒト、マウス、ラットにおけるSer16でリン酸化された内因性ホスホランバンを検出します。心臓カルシウム恒常性および心筋症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PLN-S16 ウサギ mAb
備考/別名	PLB; CMD1P; CMH18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5350
免疫原	ヒト PLN (NP_002658.1) のS16周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P26678
タンパク質分子量	6 kDa
輸送	保冷バッグ