


Phospho-Pln-S16 ウサギPab（Wb・Elisa用） - P26678

商品番号: CM0001651



前書き

Phospho-PLN-S16

ウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットの検体中のセリン16番でリン酸化されたホスホランバンを特異的に検出します。心筋カルシウム調節や心筋症研究におけるWBおよびELISAに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PLN-S16 ウサギpAb
別名	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-S16
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5350
遺伝子ID	5350
免疫原	ヒトPLN (NP_002658.1) のS16周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	ウェスタンブロッティング(WB)、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26678
タンパク質分子量	6kDa
発送	氷袋