


ホスホ-PLN-S16/T17 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P26678

商品番号: CM0001541



前書き

Phospho-PLN-S16/T17

ウサギポリクローナル抗体はウエスタンブロットおよびELISAに対応し、ヒト、マウス、ラットと反応します。心筋筋小胞体におけるSERCA2活性の主要な調節因子である、リン酸化されたホスホランパンを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PLN-S16/T17 Rabbit pAb
備考/別名	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-S16/T17
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5350
遺伝子ID	5350
免疫原	ヒトPLN (NP_002658.1) のS16およびT17周辺の合成リン酸化ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26678
タンパク質分子量	6kDa
発送方法	保冷剤