


Phospho-Pln-T17 ウサギポリクローナル抗体 - P26678

商品番号: CM0001871



前書き

WB、IHC-P、ELISAに対応した高特異性Phospho-PLN-T17ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのThr17リン酸化ホスホランバンを検出します。心筋カルシウムシグナル伝達および心筋症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PLN-T17 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-T17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5350
GeneID	5350
免疫原	合成ペプチド：ヒトPLN (NP_002658.1) のThr17周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26678
タンパク質重量	6kDa
配送	アイスパック