


Phospho-Polr2A Ctd-S2 Rabbit Mab - P24928

商品番号: CM0001971



前書き

POLR2A

CTDのリン酸化Ser2に特異的なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ChIP-seq、CUT&Tag、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-POLR2A CTD-S2 Rabbit mAb
備考/別名	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDH1B; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5430
GeneID	5430
免疫原	合成ペプチド (ヒトPOLR2A CTDリピートYSPTSPSのS2周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド)
ソース	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24928
タンパク質分子量	217 kDa
配送	アイスバッグ