


フォスフォ-Polr2A Ctd- S2/S5 ウサギ Pab - P24928

商品番号: CM0001491



前書き

Phospho-POLR2A CTD (S2/S5)
ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトPOLR2A CTDリピートYSPTSPSのSer2/Ser5リン酸化を標的としており、転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-POLR2A CTD- S2/S5 Rabbit pAb
略称・別名	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD- S2/S5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5430
遺伝子ID	5430
免疫原	合成ペプチド ヒトPOLR2A CTDリピートYSPTSPSのS2/S5周辺領域に対応するリン酸化特異的ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P24928
タンパク質分子量	217kDa
輸送方法	氷袋