


リン酸化Polr2A Ctd-S5 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P24928

商品番号: CM0000436



前書き

POLR2A

CTDのSer5を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAにおいて、ヒト、マウス、ラットでの検証が完了しています。RNAポリメラーゼIIの転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-POLR2A CTD-S5 Rabbit mAb
別名	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5430
遺伝子ID	5430
免疫原	合成ペプチド ヒトPOLR2A CTD (P24928) のS5周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用アッセイ	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24928
タンパク質分子量	217kDa
発送方法	保冷剤