


## Phospho-Polr2A Ctd-T4

### ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa、Chip用） - P24928

商品番号: CM0000458



#### 前書き

高品質なPhospho-POLR2A CTD-T4  
ウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISA、ChIP  
で検証済み。ヒト、マウス、ラットのPOLR2AのCTD  
ヘプタペプチドリピートのT4リン酸化を検出します。  
転写研究に最適です。

#### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Phospho-POLR2A CTD-T4 ウサギ pAb                                                                  |
| 備考/別名      | RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-T4 |
| 種          | ヒト                                                                                             |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5430                                                                                           |
| 遺伝子ID      | 5430                                                                                           |
| 免疫原        | 合成ペプチド   ヒトPOLR2A CTDリピートYSPTSPSのT4周辺配列に対応するリン酸化特異的ペプチド。                                       |
| 由来         | ウサギ                                                                                            |
| カテゴリー      | リン酸化抗体                                                                                         |
| 適用         | WB、IP、ELISA、ChIP                                                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                                     |
| SWISS      | P24928                                                                                         |
| タンパク質分子量   | 217kDa                                                                                         |
| 発送         | 保冷バッグ                                                                                          |