


## Phospho-Pp2A Catalytic A (Y307) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P67775

商品番号: CM0001595



### 前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用、リン酸化PP2A触媒α（Tyr307）特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのPPP2CAを認識；予測分子量36 kDa。SWISS: P67775。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Phospho-PP2A Catalytic α-Y307 Rabbit mAb                             |
| 備考/別名      | RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calpha; Phospho-PP2A Catalytic α-Y307 |
| 種          | ヒト                                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5515                                                                 |
| 免疫原        | 合成ペプチド - ヒトPP2A触媒α (P67775) のY307周辺の合成リン酸化ペプチド                       |
| ソース        | ウサギ                                                                  |
| カテゴリー      | リン酸化抗体                                                               |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                                            |
| 交差反応性      | マウス                                                                  |
| SWISS      | P67775                                                               |
| タンパク質分子量   | 36kDa                                                                |
| 配送         | アイスバック                                                               |