


ホスホ-Ppig-S376 ウサギPab（Wb、Elisa用） - Q13427

商品番号: CM0000953



前書き

S376でリン酸化されたPPIGを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。スプライシング制御やリン酸化シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホ-PPIG-S376 ウサギpAb
備考/別名	CYP; SRCyp; SCAF10; CARS-Cyp; Phospho-PPIG-S376
生物種	ヒト
遺伝子ID	9360
免疫原	合成ペプチド：ヒトPPIG（NP_004783.2）のS376周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13427
タンパク質分子量	89kDa
発送方法	保冷剤