

Phospho-Ppp1Ca-T320 Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Elisa - P62136

商品番号: CM0001782



前書き

PPP1CA（T320でリン酸化されたもの）に対するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。PP1シグナル伝達、細胞分裂、および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PPP1CA-T320 Rabbit mAb
備考/別名	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5499
GeneID	5499
免疫原	合成ペプチド ヒトPPP1CA (NP_002699.1) のT320周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62136
タンパク質分子量	32kDa/37kDa/38kDa
配送	アイスバック