


## リン酸化Ppp1R12A-S668 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14974

商品番号: CM0000885



### 前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのリン酸化PP P1R12A (MYPT1) S668

ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットにおいてセリン668番でリン酸化されたPPP1R12Aを検出します。ミオシンホスファターゼシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                             |
|----------|-----------------------------------------------|
| 製品名      | Phospho-PPP1R12A-S668 Rabbit pAb              |
| 別名       | MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-S668 |
| 対象種      | ヒト                                            |
| 遺伝子ID    | 4659                                          |
| 免疫原      | 合成ペプチド                                        |
| 起源       | ウサギ                                           |
| カテゴリー    | リン酸化特異的抗体                                     |
| 応用       | WB、ELISA                                      |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                    |
| SWISS    | O14974                                        |
| タンパク質分子量 | 115kDa                                        |
| 輸送方法     | 氷袋                                            |