


Phospho-Ppp1R12A/Ppp1R12B/Ppp1R12C (Thr696)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14974 / O60237 / Q9Bzl4

商品番号: CM0001338



前書き

ヒトPPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12Cミオシンホスファターゼ制御サブユニットのリン酸化Thr696に特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルを用いたウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。細胞シグナル伝達および細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C-T696 Rabbit pAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4659/4660/54776
GeneID	4659/4660/54776
免疫原	ヒトPPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12CのT696周辺の合成リン酸化ペプチド（PPP1R12A NP_002471.1に基づく）
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14974 / O60237 / Q9BZL4
配送	アイスパック