


Phospho-Prkcq-S676 ウサギ Pab - Q04759

商品番号: CM0001811



前書き

PRKCQ (S676)

を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。T細胞シグナル伝達、炎症、および血小板機能における重要なキナーゼである、ヒトリン酸化PRKCQのWBおよびELISA検出について検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PRKCQ-S676 Rabbit pAb
備考/別名	PRKCT; nPKC-theta; Phospho-PRKCQ-S676
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5588
遺伝子ID	5588
免疫原	ヒトPRKCQのS676周辺の残基に対応する合成ペプチド（リン酸化特異的）
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q04759
タンパク質分子量	82kDa
配送	アイスバッグ