


Phospho-Prkcq-T538 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q04759

商品番号: CM0001688



前書き

Thr538部位でリン酸化されたヒトPRKCQを検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、T細胞受容体シグナル伝達、NF- κ B活性化、免疫応答における中心的なキナーゼであるプロテインキナーゼCシータを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

主要製品仕様	
製品名	Phospho-PRKCQ-T538 Rabbit pAb
別名	PRKCT; nPKC-theta; Phospho-PRKCQ-T538
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5588
遺伝子ID	5588
免疫原	ヒトPRKCQ (NP_006248.1) のT538周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q04759
タンパク質分子量	82kDa
配送方法	氷袋