

リン酸化Psd93/Chapsyn-110/Dlg2-Y340

ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q15700

商品番号: CM0000901



前書き

Phospho-PSD93/DLG2-

Y340のウサギポリクローナル抗体です。WB、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットに対応しています。NMDA受容体シグナル伝達および慢性痛覚に関与するシナプス後足場タンパク質であるchapsyn-110/PSD-93を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340 ウサギpAb
別名	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; Phospho-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1740
遺伝子ID	1740
免疫原	ヒトPSD93/chapsyn-110/DLG2 (NP_001355.2) のY340周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロット	Q15700
タンパク質分子量	98kDa
発送方法	保冷剤