


Wb、Elisa用 Phospho-Rac1/2/3-S71 ウサギ Pab - P63000/P15153/P60763

商品番号: CM0001411



前書き

Phospho-Rac1/2/3-S71

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびラットのS71でリン酸化されたRac1/2/3（21 kDa）を検出します。細胞遊走、接着、NADPHオキシダーゼ活性の研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Rac1/2/3-S71 ウサギ pAb
備考/別名	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Phospho-Rac1/2/3-S71
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5879/5880/5881
GeneID	5879/5880/5881
免疫原	合成ペプチド ヒトRAC1 (NP_008839.2) のS71周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P63000/P15153/P60763
タンパク質分子量	21kDa
輸送	保冷バッグ