

Wb、Ihc-P、Elisa用 リン酸化Raf1-S338 ウサギPab - P04049

商品番号: CM0000994



前書き

Ser338でリン酸化されたRaf1 (Swiss-Prot: P04049) 特異的なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのRaf1と反応します。MAPKシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化Raf1-S338 ウサギpAb
備考/別名	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S338
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5894
GeneID	5894
免疫原	合成ペプチド：ヒトリン酸化Raf1-S338 (NP_002871.1) のS338周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04049
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷バッグ