

Phospho-Raptor-Ser792 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N122

商品番号: CM0000746



前書き

Phospho-Raptor-Ser792

ウサギモノクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトRPTOR（栄養素感知と細胞増殖シグナル伝達経路に必須のmTORC1複合体の調節構成要素）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Raptor-Ser792 ウサギmAb
備考/別名	KOG1; Mip1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57521
遺伝子ID	57521
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N122
タンパク質分子量	149 kDa
発送	保冷バッグ