


## Phospho-Rb-S608 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P06400

商品番号: CM0000794



### 前書き

#### Phospho-RB-S608 Rabbit

pAbは、ヒト試料中のRB1タンパク質のSer608位のリン酸化を検出します。WBおよびELISAで検証済みの本抗体は、重要な細胞周期制御因子および腫瘍抑制因子である網膜芽細胞腫タンパク質を標的とします。がん研究および細胞周期研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | Phospho-RB-S608 ウサギポリクローナル抗体                                       |
| 備考/別名      | RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S608 |
| 種          | ヒト                                                                 |
| 遺伝子ID (ヒト) | 5925                                                               |
| 遺伝子ID      | 5925                                                               |
| 免疫原        | 合成ペプチド（ヒトRB (NP_000312.2)のS608周辺の合成リン酸化ペプチド）                       |
| 由来         | ウサギ                                                                |
| カテゴリー      | リン酸化抗体                                                             |
| 適用         | WB、ELISA                                                           |
| 交差反応性      | ヒト                                                                 |
| SWISS      | P06400                                                             |
| タンパク質分子量   | 106kDa                                                             |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                              |