


Phospho-Rb-S795 ウサギモノクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa対応 - P06400

商品番号: CM0001527



前書き

WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みのPhospho-RB-

S795ウサギモノクローナル抗体です。Ser795でリン酸化されたヒト、マウス、ラットのRB1を認識します。細胞周期および腫瘍抑制研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-RB-S795 Rabbit mAb
備考/別名	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S795
対象種	ヒト
遺伝子ID	5925
免疫原	ヒトRBのS795周辺に相当する合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06400
タンパク質分子量	106kDa
発送方法	保冷剤