


Wb、Elisa用 Phospho-Rb-S811 ウサギ Pab - P06400

商品番号: CM0000473



前書き

セリン811でリン酸化されたヒトRBを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。細胞周期調節、腫瘍抑制、E2Fシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Rb-S811 ウサギ pAb
備考/別名	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S811
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5925
GeneID	5925
免疫原	合成ペプチド: ヒトRB (NP_000312.2) のS811周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06400
タンパク質分子量	106kDa
発送	保冷バッグ