


WbおよびElisa用 Phospho-Relb-S573 ウサギポリクローナル抗体 - Q01201

商品番号: CM0000618



前書き

S573でリン酸化されたRELBを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。NF-kBシグナル伝達、免疫細胞機能、およびがん生物学の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-RELB-S573 ウサギpAb
備考/別名	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; Phospho-RELB-S573
種	ヒト
GeneID	5971 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q01201
タンパク質分子量	62kDa
配送	アイスバッグ