


Phospho-Rpa2-S4/S8 ウサギ Pab - P15927

商品番号: CM0001088



前書き

S4/S8でリン酸化されたRPA2を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに最適。ヒトRPA2を検出し、ラットと交差反応性を示します。DNA複製および損傷応答研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-RPA2-S4/S8 ウサギ pAb
備考/別名	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Phospho-RPA2-S4/S8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6118
遺伝子ID	6118
免疫原	合成ペプチド：ヒトRPA2 (NP_002937.1) のS4およびS8周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P15927
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ