


Phospho-Rpb1 Ctd-S2/S5 Rabbit Mab - P24928

商品番号: CM0001654



前書き

RNAポリメラーゼII CTD

Ser2/Ser5リン酸化を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるWB、IP、ChIP、CUT&Tag、ELISAで検証済み。転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Rpb1 CTD-S2/S5 Rabbit mAb
備考/別名	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A-S2/S5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5430
GeneID	5430
免疫原	ヒトPOLR2AのS2/S5周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IP, ChIP, CUT&Tag, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P24928
タンパク質分子量	217kDa
配送	アイスバッグ