

Phospho-Rps6Ka5-T581 ウサギ Pab - O75582

商品番号: CM0001492



前書き

Phospho-RPS6KA5-T581

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト RPS6KA5 (MSK1) のリン酸化 T581

サイトを特異的に検出します。WB および ELISA で検証済みで、ラットとの交差反応性があります。ストレスおよびマイトジェン活性化シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-RPS6KA5-T581 ウサギ pAb
備考/別名	MSK1; RLPK; MSPK1; Phospho-RPS6KA5-T581
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	9252
遺伝子 ID	9252
免疫原	合成ペプチド、ヒト RPS6KA5 (NP_004746.2) の T581 周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	O75582
タンパク質分子量	90kDa
配送	アイスバッグ