


Phospho-S6 リボソームタンパク質 (Rps6)-S235 ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P62753

商品番号: CM0001308



前書き

Ser235でリン酸化されたRPS6を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットでの交差反応性を有します。細胞成長と増殖シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235 ウサギ pAb
備考/別名	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S235
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6194
免疫原	ヒトRPS6のS235周辺配列に対応するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62753
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ