


Phospho-S6リボソームタンパク質 (Rps6)-S235/236 ウサギ Mab - P62753

商品番号: CM0000831



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーションされたPhospho-RPS6 (S235/236)

ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの29

kDaリン酸化リボソームタンパク質S6を検出します。細胞成長、増殖、および翻訳制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-S6リボソームタンパク質 (RPS6)-S235/236 ウサギ mAb
備考/別名	S6; eS6; Phospho-S6リボソームタンパク質 (RPS6)-S235/236
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6194
遺伝子ID	6194
免疫原	合成ペプチド：ヒトS6リボソームタンパク質 (RPS6) (NP_001001.2) のS235およびS236周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62753
タンパク質分子量	29 kDa
配送	アイスバッグ